

TERAPIA EXTRACORPOREA ONDE D'URTO

ESWT Terapia Extracorporea Large Focus

RSWT Terapia Extracorporea Unfocused



BREVETTO



ONDE D'URTO ENERGIA max 0,48 mJ/mm²

EXPERT OPERA ESWT:

Onda d'Urto ESWT Large Focus
Onda d'Urto RSWT Unfocused



Manipolo
con comandi



HC SWT

Onda d'Urto RSWT Unfocused



CASI CLINICI



1 150 calcificazioni
210 tendiniti
74% POSITIVI

2 78 > epicondiliti ed epitrocleiti
75% POSITIVI

3 48 pubalgie
24 SII
94% POSITIVI

4 15 rizoartrosi
33 dito a scatto
71% POSITIVI

5 48 > tendiniti
84% POSITIVI

6 84 tendinosi achilleo
51 fasciti plantari
87% POSITIVI



ESWT SHOCKWAVE THERAPY

APPLICATORI - TERMINALI ESWT ONDE D'URTO:

- ✓ **LARGE FOCUS**
- ✓ **CONTROLLED UNFOCUSED**



Sistema Brevettato



MANIPOLO SWT con comandi a bordo
Potenza | Frequenza | Pausa-Attiva
ENERGIA max 0,48 mJ/mm²

...tutto sotto controllo!



LARGE FOCUS

SWT Onde d'Urto applicazioni di tipo Focale
Profondità max: Fuoco 45 mm - Onda 55 mm



CONTROLLED UNFOCUSSED

SWT Onde d'Urto applicazioni di tipo Radiale Controllato Evoluto
Profondità max: Fuoco 55 mm - Onda 70 mm

Sistemi per Terapia Extracorporea a Onde d'Urto
utilizzabili da Medico e Fisioterapista
FISIOTERAPIA – MEDICINA ESTETICA
MEDICINA DELLO SPORT - ORTOPEDIA

ESWT SHOCKWAVE THERAPY

TERAPIA EXTRACORPOREA

ONDE D'URTO	HC SWT	EXPERT OPERA DESIGN
Sistema BREVETTATO	•	•
MANIPOLO con Comandi a bordo	•	•
ESWT applicatore LARGE FOCUS minimo dolore + Massima Potenza		•
RSWT applicatore CONTROLLED UNFOCUSED buona energia e profondità	•	•
COMBINAZIONI opz.		•
Massima Potenza – Energia 0,48	•	•
Frequenza SWT regolabile	•	•
Energia max autolimitata	•	•
Monitor a COLORI	•	•
Carrello HC design	•	
Carrello R.2 design		•
Programmi pre-impostati	•	•
Memorie libere	•	•
Controllo Digitale	•	•
Sistema a minima manutenzione	•	•
TOP QUALITY MED Plus		•
Direttiva medica CEE/93/42 IMQ - CE0051	•	•
Utilizzabile da Medico e Terapista-Fisioterapista	•	•

EXPERT ESWT OPERA design

Terapia ONDE D'URTO Professionali

TOP QUALITY MED^{Plus}


- ✓ MASSIMA POTENZA-ENERGIA
 - ✓ SISTEMA TRASMISSIONE LARGE FOCUS
 - ✓ SISTEMA TRASMISSIONE CONTROLLED UNFOCUSED
- AFFIDABILITA' . MINIMO DOLORE . EVOLUZIONE . EFFICACIA . ALTA ENERGIA

SISTEMA BREVETTATO>>


Onda d'Urto	ESWT mod. EXPERT OPERA design
Modalità Terapeutica	ESWT SHOCKWAVE THERAPY Terapia Extracorporea ONDE D'URTO
Densità di Energia	Energia regolabile max 0,48 mJ/mm ²
Applicatori utilizzabili Sistema Brevettato	ESWT Type LARGE FOCUS + RSWT Type CONTROLLED UNFOCUSED
Plus	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SISTEMA BREVETTATO ▼ Minimo Dolore ▲ Massima Energia ✓ MEMORIE + PROGRAMMI ✓ MONITOR A COLORI
LARGE FOCUS	Profondità max: Fuoco 45 mm Onda 55 mm
UNFOCUSED	Profondità max: Fuoco 55 mm Onda 70 mm
Frequenza	Regolabile da 1 a 15 Hz
Dim. c.ca	50 x 50 x 115h cm 35 Kg Alim. 230V / 50-60Hz
Sistema pneumatico	Energia autolimitata con controllo digitale Sistema a minima manutenzione
Certificazione	Direttiva medica CEE/93/42 CE0051 IMQ
Utilizzo	FISIOTERAPIA, Medicina Sportiva, Medicina Estetica, Ortopedia

Possibile combinazione con altri dispositivi-metodiche

HC SWT

 Terapia ONDE D'URTO Professionali >> **TOP QUALITY MED** Plus

ENERGIA max 0,48 mJ/mm²

- ✓ MASSIMA POTENZA-ENERGIA
- ✓ SISTEMA TRASMISSIONE LARGE FOCUS
- ✓ SISTEMA TRASMISSIONE CONTROLLED UNFOCUSED

AFFIDABILITÀ . MINIMO DOLORE . EVOLUZIONE . EFFICACIA . ALTA ENERGIA
SISTEMA BREVETTATO>>


Onda d'Urto	ESWT mod. HC SWT
Modalità Terapeutica	ESWT SHOCKWAVE THERAPY Terapia Extracorporea ONDE d'URTO
Certificazione	Direttiva medica CEE/93/42 CE0051 IMQ
Densità di Energia	Energia regolabile max 0,48 mJ/mm²
Applicatori	RSWT Type Controlled UNFOCUSED
Plus	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Massima Energia ✓ MEMORIE e PROGRAMMI ✓ MONITOR A COLORI
UNFOCUSED	Profondità max 55 mm
Frequenza	Regolabile da 1 a 15 Hz
Dim. c.ca	40 x 30 x 90h cm - 30 Kg - Alim. 230V / 50-60Hz
Sistema pneumatico	Energia max autolimitata con controllo digitale Sistema a minima manutenzione
Utilizzo	Fisioterapia, Medicina Sportiva, Medicina Estetica, Ortopedia



Fieri di avere aderito e continuare a sostenere attivamente il progetto Europeo TOP QUALITY MED®, crediamo nello sviluppo di tecnologie e metodiche terapeutiche d'eccellenza, in completa sinergia con i Professionisti

VERA ECCELLENZA



Eccellenza sono i prodotti realizzati in sinergia con i Professionisti, con la filosofia **TOP QUALITY MED®** per soddisfare i più elevati standard Qualitativi e Prestazionali.



Sviluppo, Prestazioni, Design, Applicazioni, Metodiche, nulla è lasciato al caso!

- ✓ Top Dispositivi realizzati con i Professionisti, per i Professionisti!
- ✓ Dispositivi Medici al Top per garantire le migliori performance
- ✓ Dispositivi Medici al Top per soddisfare le diverse esigenze
Prestazioni, combinazioni, sicurezza, manualità, metodica, ...
- ✓ Dispositivi Medici al Top con migliore rapporto qualità - prezzo

Risparmiare si, ma con prodotti di eccellenza e vere performance!

TOP QUALITY MED® diffida dalle promozioni con effetti cinema pubblicità e promozioni di prodotti con depliant pieni di immagini ad effetto, privi di contenuti tecnici e documentazione, che evidenziano mancanza di professionalità.