



MOLINARI
ELETTROMEDICALI

 dal 1958

CATALOGO GENERALE



due mila
diciannove



FISIOWARM 7.0

INTEGRAZIONE TERAPEUTICA DALLA RIABILITAZIONE SPORTIVA E FUNZIONALE
ALLA TERAPIA OSTEOPATICA E MANUALE

TECAR SUPERPULSATA



TECAR UNIPOLARE



TECAR BIPOLARE



TECAR BIPOLARE PROFILE



TECAR BIPOLARE AESTETIC



TECAR NEUTRO DINAMICO



TECAR UNIPONTER



TECAR IASTM



TECAR STATICO-AUTO



TECAR INTIMITY



FISIOWARM 7.0 OFFRE QUANTO DI PIU' TECNOLOGICAMENTE EVOLUTO
E TERAPEUTICAMENTE EFFICACE E' DISPONIBILE

FISIOWARM 7.0 TECARTERAPIA

FISIOWARM 7.0 300	FISIOWARM 7.0 400
Carrello FW con 1 piano riscaldato	Carrello FW attrezzato 2 cassetti, 1 riscaldato
Fisiowarm APP e iPad	Fisiowarm APP e iPad
Potenza max 300 W	Potenza max 400 W
Frequenza operativa: 300 e 500 kHz, 1MHz	Frequenza operativa: da 300kHz a 1MHz
	Frequenza a scelta: n. 700 frequenze
	Frequenza preimpostata: 300, 400, 450, 500 kHz, 1MHz
	AUTO Scan Freq. scansione automatica
Emissione: Continua Sensitive Atermia 1	Emissione: Continua Sensitive Atermia 1 / 2 / 3 SUPERPULSATA
Operatività Tecar: Unipolare Cap e Res Bipolare Cap Bipolare Aesthetic Bipolare Res Profile Neutro Dinamico Statico Automatico Fascial Full Unipointer Intimity	Operatività Tecar: Unipolare Cap e Res Bipolare Cap Bipolare Aesthetic Bipolare Res Profile Neutro Dinamico Statico Automatico Fascial Full - IASTM Unipointer Intimity
Dotazione: Carrello FW Kit Unipolare Cap e Res Kit Bipolare Cap Bipolare Res Profile iPAD Crema tecar Istruzione e Formazione	Dotazione: Carrello FW attrezzato Kit Unipolare Cap e Res Kit Bipolare Cap Bipolare Res Profile iPAD Crema tecar Istruzione e Formazione
Accessori utilizzabili: tutta la gamma	Accessori utilizzabili: tutta la gamma
Garanzia fino a 6 anni	Garanzia fino a 6 anni



DIATECAR Evo Tecarterapia



WE 
TECARTERAPIA
EVOLUTA

TRC TECARTERAPIA EVOLUTA®

Diatercar Evo è completamente rinnovata con il grande monitor a colori, comandi a sfioramento, nuove funzioni con erogazione di Tecarterapia Unipolare Cap/Res, Modulata, Bipolare e Automatica.

PH16ST1 Physio Thecar

Diatercar rinnova la tradizione di successo: Capacitivo e Resistivo controllati via software

DIATECAR Evo PLUS

Potenza Tecar Cap/Res: **300W**

Modi operativi Tecar:

Capacitivo / Resistivo

Unipolare

Modulata

Bipolare

Automatico Continuo

Automatico Modulato

DIATECAR Evo

Potenza Tecar Cap/Res: 300W

Modi operativi Tecar:

Capacitivo / Resistivo

Unipolare

Modulata

ONDE D'URTO RSWT + ESWT

EXPERT OPERA



SISTEMA BREVETTATO



HC SWT

SHOCKWAVE THERAPY

I dispositivi più recenti e avanzati per la Terapia ad ONDE D'URTO con i sistemi **LARGE FOCUS** e **UNFOCUSED**, la nuova generazione di terapia con Onde d'Urto ha cambiato l'approccio in molte patologie muscolo-tendinee, articolari e nella stimolazione della riparazione tissutale.

Il nuovo e potente sistema ad Onde d'Urto, ha la sua energia e la dimensione del fuoco già congrue con la totalità dei trattamenti possibili: vantaggi di un'onda d'urto profonda, alta penetrazione ed ampio range di energia.

L'operatore esegue un trattamento non invasivo, e che non richiede anestesia.

EXPERT OPERA RSWT + ESWT

Energia max 0,48 mJ/mm²

Massima Energia erogata della categoria

ESWT Terminale Large Focus
di tipo Focale

RSWT Controlled Unfocused
di tipo Radiale Evoluto

HC SWT RSWT Unfocused

RSWT Controlled Unfocused
di tipo Radiale Evoluto

CRIOTERAPIA - IPERTERMIA SHOCK TERMICO DINAMICO



Dispositivo Medico per
CRIOTERAPIA
IPERTERMIA
SHOCK TERMICO DINAMICO
con feedback automatico.



Efficace in poche sedute, tempi brevi di applicazione, ideale per edemi, patologie muscolari, tendinee e articolari, in fase acuta e cronica.

Lo shock termico dinamico così erogato è una forma di energia di provata efficacia biologica, somministrata e sottratta in modalità controllata e combinata, per una rapida risoluzione del dolore ed un completo recupero funzionale.

HC CRYO T-SHOCK

Crioterapia - 18°

Ipertermica + 41°

Rapido **Shock Termico Dinamico**.

Adatto per patologie Fisioterapiche, Ortopediche, Sportive, Medicina Estetica e Criotermodipolisi.

TOWER CRYO

Crioterapia - 5°

Ipertermica + 40°

Adatto per patologie:

Fisioterapiche, Ortopediche, Sportive.

Utilizzo da studio e portatile.



SHOCK TERMICO DINAMICO CRIOTERAPIA – IPERtermIA BIOSTIMOLAZIONE



DISPLAY

FUNZIONI



STAR CRYO T-SHOCK CRIOTERAPIA IPERtermIA SHOCK TERMICO DINAMICO BIOSTIMOLAZIONE

Dispositivo **TOP QUALITY MED® Plus**
1° Premio al Salone Internazionale di
Parigi
Successi in oltre 40 paesi nel mondo

Trattamento del dolore
Patologie acute
Patologie croniche
Patologie sportive
Patologie traumatiche

...
Anti età e ringiovanimento della pelle
Apoptosi e tonificazione
Patologie della cellulite

Protocolli dedicati ed efficaci guidano
nei trattamenti
Temperatura regolabile da +42 a -18°
Nuova linea design Star
Grande Monitor a Colori Touch Screen
Applicatore con illuminazione
cromatica
Grafica e software Star semplice da
usare
Direttiva Medica CEE 93/42

LASERTERAPIA SCANSIONE

High Power Laser Scan

HPL 7.0 YAG 1.064nm



HPL CO2 Bipower

Laser a scansione con sorgente ad alta potenza ed elevata densità di energia.

I nuovi modelli HPL 7.0 e 1.6 con design e materiali all'avanguardia, dispongono anche della possibilità di **emissione con rotazione laterale**, per trattare facilmente ad esempio anche i pazienti seduti.

HPL 7.0 YAG 1.064nm

1.064 nm Laser Nd:YAG 7.0 W

650nm Laser HeNe

possibilità di rotazione laterale

HPL 7.0

808 nm Laser IR 7.0 W

650nm Laser HeNe

possibilità di rotazione laterale

HPL 1.6

808 nm Laser IR 1.6 W

650nm Laser HeNe

possibilità di rotazione laterale

HPL CO2 Bipower

10.600 nm Laser CO2

Potenza max sorgente 30W

808 nm Laser IR 1.6 W

650nm Laser HeNe

HPL CO2


10.600 nm Laser CO2

650nm Laser HeNe

Optional:

Manipolo per trattamenti Manuali

LASERTERAPIA Nd:YAG 1.064 nm



HIGH IMPULSE LASER

Trattamento Automatico o Manuale

Modi di Emissione:

- CONTINUA
- PULSATA
- SUPERPULSATA
- TRIGGER POINT

Software User friendly

Monitor Colori Touch Screen

Protocolli, Memorie libere

Controllo della Temperatura

Fibra Ottica Alta Efficienza

Possibilità di utilizzo in **modo manuale** o in **modo automatico** con carrello, braccio e supporto per diffusore D. 12 cm.

Opera Fiber Nd:YAG 15

1.064 nm Laser 15W

650nm Laser HeNe

nuovo software Opera design

Opera Fiber Nd:YAG

1.064 nm Laser 6W

650nm Laser HeNe

nuovo software Opera design



HC Nd:YAG 12

1.064 nm Laser 12W

650nm Laser HeNe

HC Nd:YAG

1.064 nm Laser 5W

650nm Laser HeNe

ROLAND OPERA



Roland Opera è la sintesi di tecnologia e design made in Italy.

Dispositivi con un approccio funzionale innovativo, un software Opera user-friendly completo di nuove funzioni e soluzioni che esprimono un concetto di tecnologia utile.



EXPERT RSWT+ESWT

Sistema brevettato Onde d'Urto
Power max 0,48 mJ/mm² Radiale e Focale

HEALTH THERAPY

Laserterapia Nd:YAG 1.064nm

3 BAND

Ultrasuonoterapia 1-3 Mhz

TRC

Tecarterapia con Interactive Probe

X5 EU

Elettroterapia universale +
Ultrasuono multifrequenza

SINERGY

Magnetoterapia CEMP
Elettromagneto Alta Frequenza.
Opz. letto magneto

◀ CMP2 total body

TOWER



TOWER SOUND



TOWER è un **CONCEPT** innovativo: una Console-interfaccia e molteplici generatori terapeutici intercambiabili. Il generatore può essere sostituito in pochi secondi per passare da una modalità terapeutica all'altra.

TOWER

TOWER SOUND

Ultrasuono terapia 1 - 3 - 1+3 MHz
Trasduttore stagno multifrequenza
Controllo livelli, emissione, trasduttore
Monitor colori e Comandi soft-touch
Protocolli, Patologie e Memorie

CRYO T-SHOCK

Crioterapia
Ipertermia
Shock Termico Dinamico

LASER

Laser High energy

TRC

Tecarterapia Interactive Probe

2 STIM

Elettroterapia universale 2 canali

4 STIM

Elettroterapia 4 canali

MAGNETO

Magnetoterapia BF



HC HEALTHCARE, tecnologia e design made in Italy.

HC una scelta lungimirante comincia dal marchio.



HC CRYO T-SHOCK

Crioterapia
Ipertermia
Shock Termico Dinamico

HC RSWT

Sistema brevettato Onde d'Urto
Radicale Evoluto Unfocused

HC LASER

Laserterapia Nd:YAG 1.064nm

HC LYMPHACTIVE

- Pressoterapia
- Pressoterapia dinamica
brevettato

HC TRC

Tecarterapia

HC SOUNDSTIM

Elettroterapia universale +
Ultrasuono multifrequenza

HC ALFATRAC

Trazione computerizzata



MAGNETOTERAPIA



Materasso magneto



Kit Magnetoterapia



PRESSOTERAPIA PRO



girovita: 80-125 cm



PRESSOTERAPIA DIGITALE



PRESSOTERAPIA



girovita: 55-110 cm



Elettro Polifunzionale 4 ch.



INCONTINENZA



SONDE



LAMPADA IR+UV



LAMPADA 3 IR



LAMPADA IR



PARAFFINA



PULSOSSIMETRO adito



ELETTRODI Autoadesivi



PULSOSSIMETRO



MONITOR



DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO



DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO



AED ADULTO + PEDIATRICO



DISINFEZIONE



DETERSIONE



4 FUNZIONI IN 1 MULTISTERIL



TEST DI STERILIZZAZIONE



TERMOSIGILLATRICI



AUCLAVE EUROPA B



SPIROMETRO USB MINISPIR



SPIROMETRO SPIROLAB NEW



SPIROMETRO SPIROBANK II



SPIROMETRO SPIRODOC



TURBINA MONOUSO FlowMIR



ECG 12 CANALI TOUCHSCREEN



ECG MORTARA 12 CANALI



ECG WAM WIRELESS



HOLTER PRESSORIO



HOLTER ECG

Sistema Holter Vision 5



SOFTWARE HOLTER



T486 CREAM

CREMA CONDUTTIVA PER TECARTEAPIA

1.000ml

PRODOTTO MEDICALE USO PROFESSIONALE CE
TRASFERIMENTO ENERGETICO CAPACITIVO E
RESISTIVO, IDRATANTE, ELETTROCONDUTTIVA

1 SCATOLA = 12 BARATTOLI 1.000ml + Erogatore

Non contiene parabeni:
Paraffin-Free - Paraben-Free



CREMA MASSAGGIO
1.000ml



SIERO:
JALURONICO
COLLAGENE
DNA
VITAMINICO



OLIO MASSAGGIO
500 ml



GEL FRESH
ARNICA 30%
50ml



GEL
1.000 ml
5.000 ml



ARNICA
GEL 4%
tintura madre
500 ml



CREMA
OSSIDO
DI ZINCO



OLI ESSENZIALI:
TONIFICANTE
TERMOATTIVO
RILASSANTE
DRENANTE

KINESIOLOGY TAPE

il migliore di sempre



C+I KINESIOLOGY TAPE

Cotone 5m x 5cm
Il Kinesiology classico,
il più utilizzato ed apprezzato!

a-m KINESIOLOGY TAPE

Cotone 5m x 5cm
con collante AK+ alta adesività



BENDA
ELASTICA
ADESIVA
FORTE
6 8 10 cm



TAPE
SPORT TAPE
2,5 3,8 5 cm



BENDA
ELASTICA
COESIVA



SALVAPELLE



SACCHETTO
FREDDO
CALDO



BENDA
OSSIDO
DI ZINCO
5m x 8cm



GHIACCIO
SECCO
ISTANTANEO



GHIACCIO
SPRAY
400 ml



TNT ADESIVO
PER FISSAGGIO
MEDICAZIONE



MEDICAZIONE
ADESIVA
IN STRISCIA



GARZE
STERILI



MEDICAZIONE
ALGINATO
DI CALCIO




CEROTTO
IN
TNT



CEROTTO
SU
SETA











PC CONNECT



ASSISTENZA – SERVIZI



SERVIZIO CLIENTI

Informazioni
Consulenze
Deplianti e Cataloghi
Corsi di Formazione
Workshop formativi
Ecommerce
Vendita / Noleggio / Locazione operativa
Preventivi e Offerte personalizzate
Proposte per Gruppi d'acquisto
Convenzioni con associazioni di categoria
METCLOUD software tecnico gestione dispositivi



SERVIZI CLINICI & SERVIZI PER LA SICUREZZA

Assistenza Tecnica
Consulenza
Installazione
Collaudo
Istruzione
Verifica periodica Sicurezza Elettrica
Controlli Funzionali
Contratti personalizzati
Manutenzione
Riferimento - Elenco Dispositivi - Inventario
TSL Tecnico Sicurezza Laser



metcloud

GESTIONE PRODOTTI E DISPOSITIVI

Software Medical Equipe Tech Cloud

metcloud il cloud computing per i dispositivi EM

accedi rapidamente al tuo database ovunque attraverso internet
utilizza in modo razionale ed immediato le informazioni
crea e aggiorna il database dispositivi, gestisci le scadenze
mantieni in evidenza il ciclo di vita dei prodotti elettromedicali
(tracciabilità, verifiche, controlli, interventi, manuali, file, ecc.)

Gestione Sede e Reparto - Prodotto - Fabricante - Elenco prodotti - Scheda prodotto con dati, immagine, file, note, interventi tecnici e verifiche - Gestione periodicità con invio automatico avvisi email - Gestione Interventi Tecnici

SERVIZIO CLIENTI

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

SERVIZI CLINICI

INVENTARIO

CONTROLLI PERIODICI

VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA

TECNICO SICUREZZA LASER



Via A. Algardi 4
40128 Bologna IT
Tel 051368442
Fax 051370958

www.molinarielettromedicali.it