



DORNIER ARIES® 2

TERAPIA ORTOPEDICA A ONDE D'URTO
CON TECNOLOGIA SMARTFOCUS™

DORNIER ARIES® 2

UN DISPOSITIVO COMPATTO ED EFFICACE PER LA TERAPIA ORTOPEDICA A ONDE D'URTO



Li-ESWT: trattamento non invasivo

L'ESWT a bassa intensità (Li-ESWT) è un trattamento ambulatoriale non invasivo che non richiede anestesia. Le onde d'urto vengono erogate all'esterno del corpo sulla zona del fastidio mediante una combinazione di biofeedback e metodo "Point and Shoot", facendo scattare i meccanismi di riparazione intrinseci del corpo per avviare una guarigione naturale.

Pionieri delle onde d'urto

Utilizzata per la prima volta da Dornier MedTech, la terapia a onde d'urto extracorporea (ESWT) viene utilizzata con successo da oltre vent'anni per una varietà di indicazioni ortopediche in tutto il mondo.

Applicatore ergonomico


Il design ergonomico e leggero dell'applicatore consente una manipolazione comoda durante i trattamenti. Grazie ai pulsanti di comando integrati, è possibile utilizzare comodamente l'applicatore con una sola mano quando si regola il livello di energia e la frequenza delle onde d'urto.

Vantaggi

- Ampia gamma di potenza
- Onde d'urto costanti e ripetibili
- Lunga durata dell'EMSE
- Funzionamento intuitivo tramite lo schermo tattile
- Facilità di sostituzione dell'applicatore
- Trasportabile - Carrello o valigetta di trasporto, disponibili a richiesta



DORNIER ARIES® 2 SMARTFOCUS™



**ESWT Onde d'Urto
profondità max 7,5 cm**

TOP ONDA D'URTO FOCALE

Facile da utilizzare

Grazie al canale di energia SmartFocus™, è possibile trattare contemporaneamente tessuti di varia profondità, da quello superficiale a quello profondo, senza fastidiose e dispendiose operazioni di sostituzione dei distanziatori in gel durante il trattamento.

Emettitore di onde d'urto elettromagnetiche

Il Dornier Aries® 2 usa un emettitore di onde d'urto elettromagnetiche (EMSE) piatto, unico nel settore ortopedico. Negli ultimi decenni questa tecnologia ha avuto grande successo nelle applicazioni con onde d'urto grazie alla sua capacità di fornire onde d'urto costanti e ripetibili.

Spettro delle indicazioni ortopediche

- *Epicondilopatia del gomito*
- *Sperone calcaneare e fascite plantare*
- *Condizioni dolorose della spalla (tendine del sovraspinato, tendinite calcifica spalla)*
- *Tendinopatia rotulea*
- *Sindrome della bandelletta ileotibiale*
- *Sindrome da stress tibiale*
- *Sindrome dolorosa del grande troncatere*
- *Achillodinia*
- *Neuroma di Morton*
- *Fibromialgia*
- *Trattamento dei punti di attivazione miofasciale*



DORNIER ARIES® 2

DORNIER MEDTECH È NOTO PER LE SUE TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA E LE TERAPIE RIVOLUZIONARIE IN AMBITO UROLOGICO.

LEADING TECHNOLOGY. IMPROVING LIVE.

ESWT Onde d'Urto mod. ARIES 2

**Fisioterapia
Medicina Estetica
Medicina Sportiva
Ortopedia
Urologia - Andrologia**

Dealer:



Fax 051370958 Tel 051368442

www.molinarielettromedicali.it