

PRODOTTI | ATTREZZATURE | ARREDI | SERVIZI *dal 1958*

C+I KINESIOLOGY TAPE

Prodotto TOP QUALITY MED[®] • REALIZZATO CON I PROFESSIONISTI



C+I KINESIOLOGY TAPE 5 cm

1 scatola = n. 6 rotoli 5cm x 5m

Colori: Nero, Viola, Beige-Pelle, Arancio, Fucsia-Rosa, Giallo, Verde, Blu-Azzurro

Alta Qualità

Uso Professionale

Dispositivo medico | CE |

Materiali 1 qualità e Selezionati

C+I KINESIOLOGY TAPE 5 cm

Materiale / Collante ipoallergico - disegno ad onda

Carta a disegno per facilitare il taglio

Resistente all'acqua

Libero da lattice

Buona adesività

Ottima elasticità

*non usate un nastro qualsiasi ... **affidatevi alla Qualità !!!***



SCHEDA TECNICA	C+I KINESIOLOGY TAPE
Descrizione	Tape / Bendaggio Neuromuscolare elastico adesivo
Utilizzo	Prevenzione e Rieducazione
Dispositivo medico CE	SI 2007/47/EC dispositivi medici 1591/2009 Prodotti Sanitari SP
Classificazione	Classe I - Prodotto non sterile
Iscritto Repertorio Dispositivi Medici	CND M0303010201 Bende Elastiche di Fissaggio Autoadesive Monoestensibili
Uso Professionale	SI
Colori disponibili (secondo dim.)	Nero, Viola, Beige-Pelle, Arancio, Fucsia-Rosa, Giallo, Verde, Blu-Azzurro
Composizione	Materiale: Cotone – Elastene Adesivo: formula Latex free
Rotolo	SI
Formato	5 m x 5 cm
Elasticità	Ottima 60-100%
Adesività standard	SI
Utilizzabile in presenza di acqua	SI
Carta a disegno per facilitare il taglio	SI
Adesivo con disegno particolare	SI
Facilità di applicazione	SI

KINESIOLOGY TAPE distribuito da Molinari Elettromedicali

C+I KINESIOLOGY TAPE colori **+ 3-5% adesività**: Nero, Viola, Verde

C+I KINESIOLOGY TAPE colori **- 3-5% adesività**: Beige-Pelle, Giallo, Arancio

KINESIOLOGY TAPE è per professionisti!

La tecnica ha quattro principali effetti fisiologici:

- 1. Corregge la funzione muscolare.** KINESIOLOGY TAPE è efficace nel ripristinare la giusta tensione muscolare: facilita la normalizzazione della funzione muscolare nell'ambito funzionale / posturale coadiuvandone il rinforzo, il controllo e la performance.
- 2. Aumenta la circolazione del sangue / linfa.** L'applicazione KINESIOLOGY TAPE provoca delle grinze sulla pelle che sollevandosi favoriscono la circolazione linfatica ed ematica migliorando le capacità di guarigione e riducendo l'eventuale congestione linfatica o emorragica.
- 3. Riduce il dolore.** L'attenuazione neurologica del dolore avviene per riduzione della pressione e dell'irritazione sui recettori cutanei, grazie ad un riequilibrio della attività linfatica.
- 4. Assiste nella correzione di allineamento dell'articolazione.** La dislocazione di un'articolazione può essere corretta da KINESIOLOGY TAPE tramite il miglioramento della propriocezione con riallineamento dei capi articolari ed il recupero della funzione. Il conseguente utilizzo corretto della fascia aiuta a prevenire traumi.